

FICHA TÉCNICA

BOQUILLA DESECHABLE PARA ESPIROMETRÍA

USO: Prevenir la contaminación cruzada en exámenes de espirometría

INSTRUCCIONES DE USO: La boquilla para espirómetro se debe utilizar solo en las turbinas reusables, no se debe utilizar en turbinas desechables. Inserte la boquilla por cualquiera de sus lados dentro de la turbina. Dispositivo médico desechable, de un solo uso. Después de hacer uso de la boquilla destrúyala y deséchela.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: Para conservar y garantizar la calidad del producto, mantenga las siguientes condiciones: Almacenar a temperatura ambiente sin humedad ni condensación. No exponer el producto a luz solar directa. No mojar ni sumergir. Utilizar estibas plásticas que estén separadas del suelo por al menos 6 cm.

COMPONENTES: Papel Kraft, Papel Bond, Pegante.

EMPAQUE: Caja de Cartón con dispensador y cintas de seguridad o bolsa plástica

REFERENCIAS:

3.0
2.8
2.6.

CONTENIDO:

Bolsa de 48 unidades.
Bolsa de 96 unidades.
Bolsa de 100 unidades.
Caja de 48 unidades.
Caja de 96 unidades.
Caja de 100 unidades.
Caja de 104 unidades.

COLOR EXTERNO DE LA BOQUILLA: BLANCO

REGISTRO SANITARIO. INVIMA 2022DM-0025241

DISEÑO:



Biomedical Engineering Colombia SAS

Cra. 67 No. 167-61, Oficina 417 – Bogotá, Colombia 3502926633-3013675111 servicioaldiente@bmecolombia.com